


04-从 "SynapseRT克隆" 选项来克隆测试用例

用户可以在查看测试用例问题的时候用“SynapseRT克隆”选项来克隆测试用例。此操作可以节省用户创建测试用例的时间。

要从“SynapseRT克隆”选项来克隆测试用例，请参照以下的步骤：

1. 打开一个测试用例问题。
2. 点击“更多”按钮然后选择“SynapseRT克隆”。
3. 在弹出的“克隆测试用例对话框”空，指定一个新的测试用例标题。
4. 在以下选项中选择需要克隆的的测试用例信息：
 - 1) 附件
 - 2) 子任务
 - 3) 链接
 - 4) 链接需求
 - 5) 链接测试用例集
6. 点击“克隆”按钮。
当克隆完成后，一条新的测试用例会在当前的项目中被创建出来。



汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(18.119.116.102)
16:54

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(18.119.116.102)
16:54